

MIRATEL INNOVA -HOITAJAKUTSURATKAISU
YKSI JÄRJESTELMÄ, RAJATON SOVELLETTAVUUS



SKAALAUTUVAT JA MUUNTOJOUSTAVAT KUTSUJÄRJESTELMÄT

Innovatiiviset ratkaisut päivittäisen hoitotyön tarpeisiin

Ennen hoitajakutsujärjestelmät olivat osastokohtaisia, yksinkertaisia järjestelmiä, joita käytettiin ainoastaan potilasturvallisuuden valvontaan. Kehittyneemmät järjestelmät alkoivat tukea myös hoitotyötä ja nyt on koittanut uusi aikakausi, jossa yksi järjestelmä voi kattaa koko sairaanhoitopiirin hoitajakutsut. Kehitimme teille Miratel Innovan, täysin IP-pohjaisen hoitajakutsuratkaisun.



SKAALAUTUVUUS TUO SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ

Miratel® Innova joustaa asiakkaan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Järjestelmän laajentaminen on helppoa ja kustannustehokasta. Sairaanhoitopiirin tai sairaalan laajuisissa ratkaisussa Miratel® Innova -järjestelmän luotettava toiminta varmistetaan hajautetuilla palvelinratkaisuilla, jolloin laajan järjestelmän vikasietoisuus saadaan aikaan lisäämällä paikallispalvelimia.

YKSINKERTAISESTI MUUNTOJOUSTAVA

Miratel® Innovan hankinnan yhteydessä valitut ratkaisut eivät ole rajoittavia. Järjestelmän voi suunnitella riippumatta käyttöön otetuista päätelaitteista.

Miratel® Innova on

- täysin IP-pohjainen
- käyttää standardia yleiskaapelointia
- muunneltavissa joustavasti ja nopeasti erilaisiin käyttötarkoituksiin
- integroitavissa keskitetysti

LUOTETTAVA JA KUSTANNUSTEHOKAS MIRATEL® INNOVA

- Jokaisella potilaspaikalla oma IP-osoite.
- Ei erillistä sähkönsyöttöä päätelaitteille.
- Mistä tahansa yleiskaapelointipisteestä voidaan tehdä potilaspaikka.
- Integroitavuus mm. kuulusjärjestelmiin, kulunvalvontaan ja puhelinjärjestelmiin
 - tehostaa toimintaa
 - pienentää investointeja sekä
 - yksinkertaistaa ja helpottaa järjestelmän ylläpitoa
- Palvelinohjelmistot asennetaan keskitetysti sairaalan käyttämille palvelimille.
- Integraatiot hyödyttävät keskitetysti koko järjestelmää.



Ascom Miratel on hoitajakutsuratkaisujen edelläkävijä. Ascom Miratel -järjestelmällä hoituvat kaikki sairaaloiden ja terveyskeskusten viestintätarpeet. IP-teknologiaa hyödyntävä huipputekniikka on kehityksen terävintä kärkeä. Miratel® Innovasta hyötyvät hoitohenkilökunnan ohella talous- ja tietohallinto sekä tekniikka.

HOITAJAKUTSURATKAISU OSANA SAIRAALAN TIETOJÄRJESTELMÄÄ

Aurora Osasto -ohjelman avulla on helppo hallinnoida hoitajakutsujärjestelmää

- kerää tiedot mm. kaikista kutsuista ja hälytyksistä tietokantaan
- mahdollistaa useiden eri osastojen samanaikaisen valvonnan
- tukee tiimityöskentelyä: potilaan kutsut voidaan potilaskohtaisesti ohjata halutulle hoitajaryhmälle
- voidaan liittää osaksi sairaalan potilastietojärjestelmää HL7-rajapinnalla, jolloin esimerkiksi sisään-/uloskirjaukset tehdään vain sairaalan järjestelmään
- voidaan kerätä puheluiden laskutustiedot ja siirtää ne automaattisesti laskutukseen



Miratel® Innovaan liitetystä käytävänäytöstä on vaivatonta lukea kutsun tyyppi ja se, mistä kutsu tulee. Näytön sumneri voidaan ohjelmoida öisin hiljaiseksi. Käytävänäyttö helpottaa hoitajan työtä, säästää aikaa ja lisää potilasturvallisuutta.



Näytöllä varustettu potilaskoje näyttää läsnätilassa muut osastolta tulevat kutsut. Kutsuja voidaan selata ja niihin voidaan vastata suoraan potilaskoneelta. Kutsun poiminta avaa puheyhteyden automaattisesti.



ENTISTÄ TURVALLISEMPI TYÖPAIKKA

Ascom i62 Protector WLAN-puhelimen hälytyspainikkeen ansiosta työntekijät eivät jää koskaan yksin.

- Kun käyttäjä painaa hälytyspainiketta, puhelin lähettää viestin määriteltyyn ryhmään.
- Viestin vastaanottaja näkee, että kyseessä on hälytys ja voi kuunnella hälytyksen tehnyttä henkilöä sekä ryhtyä toimenpiteisiin ilman, että uhkaava henkilö saa tietää hälytyksestä.
- Paikannustoiminto nopeuttaa avun saapumista.



Ota kaikki hyöty irti Ascom Miratelin järjestelmistä Ylläpitosopimuksella. Se pitää ohjelmistot ajan tasalla yhteensopivina uusimpien käyttöjärjestelmien kanssa. Samalla saat mahdollisuuden ottaa uusia ominaisuuksia käyttöösi sitä mukaan, kun niitä järjestelmään kehitetään.

Ascom Miratel HelpDeskin kitkaton ja katkeamaton tuki tuo vaivattomuutta työpäivään.

Järjestelmäkoulutusta huolto- ja pääkäyttäjäkursseilla.

Etähallintapalveluilla ongelmanratkaisu ei vaadi huoltokäyntejä. Myös palvelin- ja ohjelmistopäivitykset helposti ja nopeasti verkon välityksellä.

Kysy lisää myyjältämme tai käy osoitteessa www.ascom.fi.

HOITAJAKUTSURATKAISUJA JO 40 VUODEN AJAN!

MIRATEL® INNOVA – ENSIMMÄINEN MAAILMASSA

Vuonna 2007 julkistamamme Miratel® Innova oli ensimmäinen IP-pohjainen hoitajakutsujärjestelmä maailmassa. Hoitajakutsujärjestelmistä se edustaa jo kuudetta sukupolvea.

Uusi teknologia tehostaa hoitoyksiköiden toimintaa, parantaa potilaiden, asukkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta ja tuo taloudellisia säästöjä. Palvelumme kattavat tuotteen koko elinkaaren aina suunnittelusta ylläpitoon saakka.

SERTIFIOITUA MIRATEL® -TURVALLISUUTTA

Noudatamme toiminnassamme kaikkia paikallisia ja kansallisia säädöksiä, lakeja ja viranomaisohjeita. Laatujärjestelmämme ovat ISO-laatustandardien 9001:2008 ja 14001:2004 mukaisia. Ascom Miratel Oy on myös Microsoft Certified Partner sekä Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n rekisteröitynyt jäsen.

Ascom Miratel Oy on Suomen johtava terveydenhuolto- ja sosiaalialan viestintä- ja henkilöturvajärjestelmien toimittaja. Ascom Miratel kuuluu Ascom Wireless Solutions -divisioonaan, joka on Euroopan suurin langattomien viestintäjärjestelmien toimittaja. Tarjoamme ratkaisuja esimerkiksi sairaaloihin, palvelutaloihin ja itsenäiseen asumiseen. Lisäksi ratkaisujamme käytetään teollisuudessa, vartiointipalveluissa, kauppatietojen ja hotelleissa. Suuriin yrityksiin ympäri maailmaa on asennettu jo yli 75 000 järjestelmää. Ascom tarjoaa laajan valikoiman ammattilaisten viestintäratkaisuja. Se luo lisäarvoa tuotteidensa avulla tukemalla ja optimoimalla asiakkaiden kriittisiä prosesseja. Ratkaisut perustuvat IP-, WLAN-, IP-DECT- ja RF -tekniikoihin, jotka voidaan integroida nerokkaalla tavalla hoitotyötä tukeviin järjestelmiin. Yrityksellä on tytäryhtiöitä 11 maassa ja se työllistää 1 450 henkilöä ympäri maailmaa. Ascom Wireless Solutions perustettiin 1950-luvulla Göteborgissa Ruotsissa. Se on osa Ascom Groupia, joka on listattu Sveitsin pörssiin.